

INSTRUCCIONES PARA PARASITOLÓGICO SERIADO

Estimado paciente, durante 7 días consecutivos, cada vez que haga una deposición se tomará una pequeña parte de la materia fecal de la manera indicada en la imagen.



Desenroscar la tapa del Copro-G con la paleta



Recoger una cantidad de material fecal que quepa



Sumergir la paleta con las heces en el formol y enroscar la tapa ajustando a tope.



Agitar normalmente para suspender las heces en el líquido.

Al colocar la materia fecal en el frasco, debe revolver, tratando que no queden partes sólidas. El paciente debe obrar (defecar) en un recipiente limpio y seco, sin mezclar con orina. Si es lactante, tomar del pañal la muestra recién emitida. Dejar las muestras a temperatura ambiente en un lugar fresco o en refrigerador a 4°C. Se recogen fundamentalmente aquellas partes mucosas o con sangre si las hubiera". Si observa algún gusano, debe colocarlo en un frasco limpio con agua de la llave, no usar alcohol, y remitirlo al laboratorio.

Es importante informar en el laboratorio al personal que recibe la muestra, si alguno de estos pasos NO se ha cumplido.

Cualquier duda o consulta contáctenos en: